

Panel Adı	Test Yöntemi	Numune Bilgisi	Red Kriterleri	Kapak/Tüp	Transport	Ortalama Rapor Süresi	Numune Miktarı	Çalışma Günleri
Kardiyoloji								
Kalıtılabilir Aorta Hastalıkları Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Atriyal Fibrilasyon Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Kapsamlı Kardiyoloji Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Konjenital Yapısal Kalp Hastalığı Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Ehlers-Danlos Sendromu Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Kalıtılabilir Hemorajik Telanjiektazi (HHT) Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Heterotaksi ve Situs Inversus Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Hiperlipidemi Çekirdek Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Hiperlipidemi Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Hipertrofik Kardiyomyopati (HKMP) Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Pankardiyomyopati (DCM+ARVC+LVNC+ARC) Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Liddle Sendromu Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Uzun QT Sendromu (LQTS) Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Aritmi (non-LQTS) Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Marfan Sendromu Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Noonan Sendromu Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Rasopatliler Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Pulmoner Hipertansiyon (PAH) Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Dermatoloji								
Adams-Oliver Sendromu Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Albinizm Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Cutis Laxa Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Ektodermal Displazi Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Epidermolizis Bullosa Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Kalıtılabilir Akrodermatitis Enteropatika Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Hermansky-Pudlak Sendromu Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
İktiyozis Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Nörofibromatozis Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Pachonychia Congenita Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Palmoplantar Keratoderma Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Progeria ve Progeroid Sendromlar Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Waardenburg Sendromu Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Xeroderma Pigmentosum Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Kulak Burun Boğaz								
Alport Sendromu Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Branchio-Oto-Renal (BOR) Sendrom Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Kapsamlı İşitme Kaybı ve Sağırılık Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Sendromik Olmayan İşitme Kaybı Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Pendred Sendrom Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Sendromik İşitme Kaybı Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Usher Sendromu Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Endokrinoloji								
Ambigus Genitale / Cinsel Gelişim Bozuklukları Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Kapsamlı Monogenik Diyabet Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Konjenital Adrenal Hiperplazi Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Glukokortikoid Eksiklik Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Hiperparatiroidizm Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Hipoglisemi, Hiperinsülinizm ve Keton Metabolizması Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Hipomagnezemi Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Hipotiroidizm ve Tiroid Hormon Direnci Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Kallmann Sendromu Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
MODY Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Monogenik Obezite Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Prematür Ovaryen Yetmezlik Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Erkek infertilitesi Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Kadın infertilitesi Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Gastroenteroloji								
Kolestaz Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Konjenital İshal Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Konjenital Hepatik Fibrozis Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Gastrointestinal Atrezi Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Hirschsprung Hastalığı Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Pankreatit Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Polikistik Karcinogen Hastalığı Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Hematoloji								
Kanama Bozukluğu / Koagulopati Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Bloom Sendromu Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Kemik İliği Yetmezliği Sendromu Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Pıhtılaşma Faktörü Eksikliği Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Kapsamlı Hematoloji ve Kalıtılabilir Kanser Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Kapsamlı Hematoloji Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Diamond-Blackfan Anemisi Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Fanconi Anemisi Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Kalıtılabilir Lösemi Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Trombosit Fonksiyon Bozukluğu Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Eritrosit Membran Bozukluğu Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Trombositopeni Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Serebral Kavernoöz Malformasyon Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Lenfatik Malformasyonlar ve İlişkili Hastalıklar Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Vasküler Malformasyonlar Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Kalıtılabilir Kanser								
Kapsamlı Kalıtılabilir Kanser Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Kalıtılabilir Meme ve Jinekolojik Kanser Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Kalıtılabilir Meme Kanseri Yüksek Risk Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Kalıtılabilir Kanser Yüksek Risk Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Kalıtılabilir Kolorektal Kanser Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Kalıtılabilir Endokrin Kanser Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Kalıtılabilir Gastrointestinal Kanser Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Kalıtılabilir Akciğer Kanseri Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Kalıtılabilir Pankreas Kanseri Çekirdek Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Kalıtılabilir Pankreas Kanseri Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Kalıtılabilir Paraganglioma-Feokromositoma Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Kalıtılabilir Pediatrik Kanser Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Kalıtılabilir Böbrek Kanseri Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Kalıtılabilir Retinoblastom Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün

Kalıtısal Melanom ve Cilt Kanseri Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
immünoloji								
Tekrarlayan Ateş Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Nötropeni Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Otoenflamatuvar Sendrom Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Doğal bağışıklık yetmezliği Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
İmmün disregülasyon Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
HiperİgE/HiperİgM sendrom Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Fagositik lenfositosisoz (FLH) ve fagosit fonksiyon bozuklukları Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
CVID (kombine değişken immün yetmezlik) Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
CVID benzeri immün yetmezlik Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Hipogamaglobulinemi Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
B hücreli pozitif Ağır kombine immün yetmezlik (SCID) Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
B hücreli negatif Ağır kombine immün yetmezlik (SCID) Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Kronik Granulomatöz Hastalık Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Komplementer Sistem Bozukluğu Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Primer İmmün Yetmezlik Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Ağır Kombine İmmün Yetmezlik Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Atipik Hemolitik Üremik Sendrom (HUS) Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Diskeratosis Konjenita Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
İskelet anomalisi ile ilişkili sendromlar								
3-M Sendromu / Primordial Cücelik Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Amelogenesis Imperfekta ve Dentinogenesis Imperfekta Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Artrogripozis Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Brakidaktili/ Sindaktili Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Kondrodizplazi Punktata Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Kapsamlı Büyüme Bozuklukları / İskelet Displazileri ve Bozuklukları Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Kapsamlı Kısa Boy Sendromu Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Kapsamlı İskelet Displazileri ve Bozuklukları Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Kraniosinostozis Core Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Kapsamlı Kraniosinostozis Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Ekzostoz ve İlgili Bozukluklar Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Yüz Disostozu ve İlgili Bozukluklar Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Ekstremiteler Bozuklukları Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Makrosefali / overgrowth ilişkili sendromlar Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Meier-Gorlin Sendromu Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Metafizyal Displazi Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Mikrosefali ve Pontocerebellar Hipoplazi Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Mikromelik Displazi Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Osteogenesis Imperfekta Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Osteopetrosis ve Yoğun Kemik Displazisi Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Seckel Sendromu Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Septo-Optik Displazi Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Short rib/ Asphyxiating Thoracic Displazi Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Anormal Mineralizasyon-İskelet Displazisi Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
İskelet Displazileri Çekirdek Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Spondilometafizyal / Spondiloepli (meta) -fizyal Displazi Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Metabolik bozukluklar								
Aicardi-Goutières Sendromu Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Nonimmün hidrops fetalis Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Lizozomal Depo Hastalıkları Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Nükleer DNA kaynaklı Mitokondriyal Hastalıklar Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Koenzim q10 Eksiklik Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Mukopolisakkaridoz Çekirdek Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Kapsamlı Metabolizma Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Konjenital ve Ailesel Lipidistrofi Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Konjenital Glikozilasyon Bozuklukları Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Konjenital Mono ve Disakkarid Bozuklukları Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Kreatin Metabolizması Eksikliği Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Sistinüri Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Yağ Asidi Oksidasyon Sendromu Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Glikojen Depolama Bozukluğu Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Kalıtısal Hemokromatoz Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Homosistinüri Çekirdek Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Hiperammonemi ve Üre Döngüsü Bozukluk Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Hiperfenilalaninemi Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Lizozomal Bozukluklar ve Mukopolisakkaridoz Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Metabolik Karaciğer Yetmezliği Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Metabolik Miyopati ve Rabdomiyoliz Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Mitokondriyal DNA Depleyasyon Sendromu Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Nefrolityazis Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Nonketotik Hiperİgİsemi / Glisin Ensefalopati Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Organik Asidemi / Asidüri ve Kobalamin Eksikliği Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Periyodik Felç Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Peroxisomal Bozukluklar Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Porfiria Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Pürin ve Pirimidin Metabolizması Bozuklukları Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Tirozinemi Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Mitokondriyal Hastalıklar (mitokondriyal DNA dizileme)	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Nefroloji								
Bardet-Biedl Sendromu Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Bartter Sendromu Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Silopati Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Kistik Böbrek Hastalığı Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Diyabet İnsipidus Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Hipofosfatemik Raşitizm Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Joubert Sendromu Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Meckel Sendromu Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Nefronoftizis Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Nefrotik Sendrom Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Polikistik Böbrek Hastalığı Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Primer Hiperksalürü Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Psödohipoadosteronizm Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Böbrek Malformasyonu Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Renal Tübüler Asidoz Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Nöroloji								
Nörofibromatozis Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün

Tuberkuloz Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Amiotrofik Lateral Skleroz (ALS)- Frontotemporal demans (FTD) Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Ataksi Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Charcot-Marie-Tooth Nöropati Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Kollajen Tip VI ile İlgili Bozukluklar Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Kapsamlı Kas Distrofisi / Miyopati Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Konjenital Miyastenik Sendromlar Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Distoni Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Emery-Dreifuss Kas Distrofisi Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Epilepsi Actionable Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Kapsamlı Epilepsi Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Epilepsi Çekirdek Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Lizensefali Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Polimikrogrfi Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Holoprozensefali Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Kortikal malformasyon Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Epileptik Ensefalopati Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Rett sendromu-Angelmann sendromu Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Dravet sendromu Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Lökodistrofi ve Lökensefalopati Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
NCL ve Progresif Miyoklonik Epilepsi Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
LGMD ve Konjenital Musküler Distrofi Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Migren Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Nemaline Miyopati Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Nöro-Oftalmoloji Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Erken başlangıçlı Alzheimer Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Erken başlangıçlı demans Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Parkinson Hastalığı Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Spastik Parapleji Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
SMN1 negative Spinal Musküler Atrofi Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
X'e Bağlı Entelektüel Yetersizlik Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Wolf-Hirschhorn Ayrıcı Tanı Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Kabuki Sendromu Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Nöronal Göç Bozukluğu Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Cornelia de Lange Sendromu Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Akciğer								
Bronşiektazi Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Santral Hipoventilasyon ve Apne Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Kapsamlı Göğüs Hastalıkları Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Kistik Fibrozis Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Kistik Akciğer Hastalığı Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
İnterstitial Akciğer Hastalığı Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Primer Siliyer Diskinezi Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Yenidoğan Solunum Sıkıntısı - Sürfaktan Disfonksiyon Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Oftalmoloji								
Akromatopsi Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Katarakt Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Kon-Rod Distrofi Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Konjenital Duruş (Sabit) Gece Körlüğü Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Korneal Distrofi Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Ektopia Lentis Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Flecked (Benekli) Retina Bozuklukları Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Glokom Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Leber Konjenital Amaurosis Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Maküler Distrofi Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Mikroftalmi, Anoftalmi ve Anterior Segment Disgenezi Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Retina Tracker Program Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Optik Atrofi Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Retinal Distrofi Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Retinitis Pigmentosa Gen tedavisi hedefli Panel	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Retinitis Pigmentosa Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün
Vitreoretinopati Paneli	NGS	Kan ^{EDTA}	1, 2, 3	Mor kapaklı tüp	18-24 °C	60 Gün	2-5 ml	Her Gün

AÇIKLAMA

Numune Türü	Red Kriterleri	Kapak/Tüp	Numune Miktarı
Kordon Kanı ^{HEPARİN}	1*, 2*, 7*, 8*	Heparinli enjektör	2-5 ml
Clit Biyopsi Örneği	1*, 2*, 7*, 8*	Steril Kap, Transport Medium	1 cm ³ doku parçası
Amniyon Sıvısı	1*, 2*	Enjektör, Greiner Tüp	20 ml
CVS Materyali	1*, 2*, 7*, 8*	Transport Medium	20-30 mg
Abort Materyali	1*, 2*, 7*, 8*	Steril Kap, Transport Medium	1 cm ³ doku parçası
Kemik İliği ^{HEPARİN}	1*, 2*, 3*	Heparinli tüp	1-2 ml
Taze Tümör Kesiti, Parafin Blok		Parafin Blok	3 mikron

Transport Süresi ve Koşullarına Uymayan Numuneler	1
Dondurulmuş Numuneler	2
Pıhtılaşmış Numuneler	3
Hemolize Numuneler	4
Lipemik Numuneler	5
Hiperbilirubinemik Numuneler	6
Formol İçine Alınmış Numuneler	7
Alkol İçerisine Alınmış Numuneler	8
Steril Olmayan Numuneler	9